



www.artemismask.com

LED MASK User' s Manual



Product Name : miin-iMask Artemis, Artemis II

產品名 : miin-iMask Artemis, Artemis II

Model No : Artemis-F

型號名 :Artemis-F

제품을 사용전에 사용설명서를 꼭 숙지하여 안전하게 사용하기 바랍니다.

‘안전을 위한 주의사항’을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

Please read the user manual carefully before using the device

使用產品前一定要熟悉使用說明書，安全使用。一定要閱讀並正確私用“安全注意事項”



www.artemismask.com

CONTENTS
ENG

Safety Information (3)

Parts / Unit Description (4)

Charging battery (5)

Before using the device (5)

Using the device (6)

Choose a mode (7)

Installing app (8)

Troubleshooting (8)

Specification (15)

CONTENTS
CHN

安全注意事項 (9)

產品構成 / 各部件名稱 (10)

充電 (11)

開始準備 (11)

開始使用 (12)

選擇一種模式 (13)

設置 APP/ 產品認證秘匙錄入 (14)

常見問題 (14)

產品規格 (15)



Safety Information

1. Caution for the device

- Do not use the device if you find smoke or strange smell from it and power it off immediately.
- Use the power adapter and USB cable provided.
- Do not disassemble, repair, modify.
- Do not hold the power cord with wet hands.
- Remove the power plug during thunderstorm.
- Remove the power plug when carrying the device.
- Use the device in the place without electromagnetic interference.
- Do not drop or shock the device
- Do not use the device if it is dropped in the water and contact the customer center.
- Do not prick the unit gap with sharp metal objects such as keys, hairpins, necklaces, or nails.
- Replace the damaged device or accessories such as power adapter with genuine products.
- The warranty service is not available if you disassemble the device.
- Do not use the power cord with damaged insulator.
- Do not scratch or bend the cord severely.
- Do not copy the design, software without permission.

2. Caution for injury

- Do not use the device for purposes other than those set out in this guide.
- The device is recommended to be used once a day.
- Do not make direct eye contact with LED light while device is in operation. Excessive exposure to LED light can cause eye damage.
- Use the device with eye closed or eye patch if your eyes are sensitive to the light.
- Do not use the device if you have skin disease or skin injury .
- Do not use this device if you are currently undergoing or underwent in the last 2 months, skin related procedures, cosmetic surgery or procedures for hair loss. Please only use it after consultation with a specialist.
- Use the device after consultation with a dermatologist if you have allergic or sensitive skin.
- The device may cause skin irritation such as redness. In this case, use the device after consultation with a dermatologist.
- use the device after consultation with a specialist if any of the following applies:
 - Cardiovascular disease, Endocrine abnormality, Sensory nervous system abnormality, Skin disease
 - Ophthalmology and surgery (LASIK, LASEK, etc.), Infectious disease, A person with epileptic symptoms
 - A person taking hormone imbalance medication
- Do not leave in the car under the hot sun or near heat sources. There is a risk of burns.
- Do not store or use in hot and humid place.
- Do not allow children to play with the product.
- Pregnant, menstrual, lactating women are not recommended for use. Unstable hormonal balance can lead to severe skin problems.
- Do not use if you have photosensitive diseases such as sunlight allergy.
- Do not use while driving or walking.
- Do not use if you have implanted an electronic device such as a pacemaker or have a medical electronic device such as a medical monitoring device.



3. Caution for battery

- The damaged battery has the risk of explosion. Do not shock or disassemble the battery
- Remove power cord from the device if you do not use it for a long time.
- The battery is not charged when you purchase the device. Charge it before using it.


4. Product Storage and maintenance

- Do not store the device in the high place. You may be injured off.
- Keep the device away from heated place. It may cause fire.
- Do not drop the device or the charging adapter into a drain or sink or place it in a place where it may fall into water or other liquids.
- Keep the cable away from heated surface.
- Do not place volatile liquids, such as pesticides, near them
- Wiping the unit surface hard can damage the unit.
- Do not place plastic products or rubber on the unit for a long time.
- Do not put the unit in dishwasher, oven, washing machine.
- To clean the unit, use a soft, dry cloth. If the surface is too dirty, use a soft cloth with water or a wet tissue. Do not use strong chemicals such as alcohol, benzene or thinner as they may deteriorate the surface of the unit.
- Do not leave the device in the car under the sun or near the heat place.
- Keep the device away from the hot and humid place.

Parts / Unit Description



Charging battery




1. Connect USB cable to battery charging adapter.
2. Plug the adapter into the electric outlet.
3. Connect USB cable to the mask.
4. LED color changes, depending on the remaining battery.
 - The battery charging time is subject to the temperature, remaining battery or charging condition.
 - The battery charging time is around 3.5 hours.
 - The device can be used while charging the battery.
 - The battery should be charged if LED color is red.

Battery Status	LED Color
Fully charged	Blue
High	Blue Flickering
Middle	Green Flickering
Low	Red Flickering
Need to charge	Red Flickering


Before using the device



Use the foundation cosmetics after washing the face



Adjust the band to fit your face to the mask




Use the rubber pad If your face is small



Wear the mask from top to bottom


Using the device



Power Button

Power On

Long press the power button
Press for more than 1 second to power on




Skincare starts

3 seconds after power on
Start management automatically

1. Power on by pressing the power button for 1 second. (RGB LED turns on in order.)
2. Skincare mode automatically starts after 3 seconds. (Default setting : Normal mode (red color))
3. Skincare mode stops after 10 minutes.(Default settings: 10 minutes)
4. The power is off 3 seconds after the skincare mode stops.
5. The power is off by pressing the power button for 1 second in PAUSE mode or SKINCARE mode.

* The time and intensity is adjustable in the app.


Mode Touch button
(Touch briefly)



Changing Normal Mode

If touch the touch button briefly during operation:
change to normal mode
(Red → Green → Blue → Yellow → Purple → Sky Blue)

Mode Touch button
(Touch long)



Changing Auto Mode


When touching touch button for longer than 1 second
during operation: Auto mode change
(Auto 1 → Auto 2 → Auto 3 → Auto 4 → Auto 5 → Auto 6 → Auto 7)

1. Changing Normal Mode
 - Change the normal mode by pressing the touch button briefly
 - Red → Green → Blue → Yellow → Purple → Sky Blue
2. Changing Auto Mode
 - Change the normal mode by pressing the touch button over 1 second.
 - Whenever touch the button over 1 second.
Auto Mode 1 → Auto Mode 2 → Auto Mode 3 → Auto Mode 4 → Auto Mode 5 → Auto Mode 6 → Auto Mode 7 → Auto Mode 1

* Other care modes are convenient to select using the app.

Choose a mode

Mode Button
(Touch briefly)



The mode changes whenever touching the button.
(Red → Green → Blue → Yellow → Purple → Sky Blue)



Normal Mode 1
(RED)

Elasticity,
Antiaging




Normal Mode 2
(GREEN)

Skin Tone-up



Normal Mode 3
(BLUE)

Oily Skin



Normal Mode 4
(YELLOW)

Reducing
Redness,
Whitening



Normal Mode 5
(VIOLET)


Deep cleansing,
Healing after the
treatment



Normal Mode 6
(SKY BLUE)

Moisturizing

Mode Button
(Touch long)



The mode changes whenever touching the button for 1 second.
Auto mode 1 → Auto mode 2 ••• Auto mode 7 → Auto mode 1



Auto Mode 1
(Elasticity Care)

Elasticity,
regeneration care



Auto Mode 2
(Trouble Care)

Acne immediately
after procedure



Auto Mode 3
(Whitening Care)

Whitening, flushing care




Auto Mode 4
(Skin Soothing, Moisturizing)

Sensitive skin,
water balance




Auto Mode 5
(Homme Care)

Aftershave,
elasticity care



Auto Mode 6
(V-line Care)

Chin line intensive care



Auto Mode 7
(Fine dust care)

Fine dust, O2 care

Installing app

Android	<ul style="list-style-type: none"> •Play Store → Search “iMask” → Install •Register the device in the app. 	 
iOS	<ul style="list-style-type: none"> •App Store → Search “iMask” → Install •Register the device in the app . 	 
Bluetooth Connection	<ul style="list-style-type: none"> •Bluetooth is activated when the power is on . •Select “miin-iMask-xxxx” in the Bluetooth list of your smartph one to connect 	
Smartphone Minimum Specifications for App.	<ul style="list-style-type: none"> •Android Phone : OS – Android 6.0 or higher / Display – 1080 x 1920 or higher •iPhone : OS – iOS 11.0 or higher / Display – 750 x 1334 or higher 	

Troubleshooting

Trouble	Solution
No power	<ul style="list-style-type: none"> • The battery may be empty. Charge the battery. • The device can be used while charging the battery. • Check the right connection between the product and the electric outlet • Check if the charger is working. • Check if the voltage is correct. • Contact the customer center if the battery runs out quickly.
The device is not working correctly.	<ul style="list-style-type: none"> • Press the power button over 1 second. ** The power button is not the touch one. • Do not hold the touch button but touch it. (Short touch : Changing the normal mode, Long touch : Changing the auto mode) • Use the device after charging the battery. • Check if the battery indication LED is on
Battery indication LED is not on	<ul style="list-style-type: none"> • Check if USB cable is connected to the charger correctly. • Check if the charger is connected to the electric outlet. • Use other USB cable • Contact the customer center if the problem is not solved.
The device is heating	<ul style="list-style-type: none"> • The device can be heating while it is charged or used. It is normal and do not affect the device life.

安全注意事項

1. 產品相關的注意事項

- 產品出現煙或異味時請中斷使用。這時請立即關掉電源，去掉充電器後，再聯繫服務中心。
- 必須使用必須提供的充電適配器和USB充電線。
- 不要隨意拆，修理，改造產品。不要用濕手拿電源。
- 不要在一個插座上同時連接多個產品的電源。
- 電閃雷鳴的時候請拔掉電源插頭。
- 移動產品時請拔掉電源插座。
- 為了讓產品順利運轉，請使用在沒有電磁波干擾的地方。
- 不要摔東西或者打衝擊東西。
- 拔掉充電線的時候不要拽著充電線，請一定要拔掉電線的末端。
- 正在充電的產品請放到孩子們夠不到的地方。插座可以使孩子窒息，可觸電。
- 產品被水浸濕或掉落時請立即停止使用，並與客戶中心聯繫。
- 請不要用髮夾、錐子、釘子等尖銳的金屬物體攻擊產品的縫隙。
- 產品或適配器等配飾受損或出現故障時，必須更換正品使用。
- 使用者隨拆卸產品，當產品出現問題時，不能獲得產品保修服務。
- 請不要使用絕緣體受損電源。
- 不要讓電源出現瑕疵或者嚴重變形。不要把重物綁在電源上，也不要將重物放在電源上。
- 請不要放在被子，電熱毯和地毯上，長時間使用。
- 將產品中使用的設計、軟體等複製或提取的行為，將會受到相關法規的處罰。

2. 傷害有關預防

- 請不要將此產品用於其他目的以外的用途。
- 建議每天使用一次本產品。
- LED光線會使眼睛長時間照射或暴露的話，可能會引起眼睛疲勞和眼球乾燥症，請注意。
- 眼睛對光敏感時可能有耀眼的感覺，使用時請閉上眼睛使用。用眼罩或紗布等遮住使用也很好。
- 皮膚受損或患有皮膚病或皮膚病時，請不要使用本產品。
- 目前正在接受皮膚科治療或服藥的情況，在使用產品前請與皮膚科專家諮詢。
- 過敏和過敏性皮膚等特異體質，諮詢皮膚科專家後使用。
- 有傷口的皮膚或者痘痘，燒傷，細菌性感染等皮膚病或者皮膚刺激時請不要使用。
- 使用時可能有皮膚變紅或刺痛等皮膚刺激。如果這種症狀持續，請諮詢皮膚科專家後再使用。
- 以下的情況請諮詢專家後使用。
 - 皮膚疾病，眼科疾病及lasik, lasek手術，感染性疾病，有癲癇症狀的，心血管疾病，內分泌異常，感覺神經系統異常等
- 不要放在烈日下的汽車裡，也不要接近發熱的地方。會有燒傷的危險。
- 請不要在高溫多濕的桑拿間保管或使用。
- 請不要讓孩子拿著產品玩。懷孕，生理，哺乳的女性都不建議使用。荷爾蒙平衡不穩定，可能會加重皮膚問題。
- 陽光過敏等光過敏患者請不要使用。
- 在開車，步行等移動中不要使用。
- 移植心臟起搏器等電子設備或者有醫療用監測設備等醫療用電子設備的，請不要使用。



3. 電池關聯注意事項

- 請注意必須要充電後使用
- 如果電池受損，可能會發生爆炸。不要對產品造成衝擊，不要隨意拆卸或更換電池。
- 如果長時間不使用產品時，請將電線從電源中分離出來。
- 購買時電池沒有完全充電。請在使用前給電池充電後使用。
- 產品盒破損，電池暴露時，請不要使用暴力或給予衝擊。


4. 產品保管及保持時注意事項

- 請不要讓產品從高處保存或充電。墜落可能會受傷。
- 請避開直射光線進入的地方或暖氣設備等發熱的地方。存在火災的危險。
- 請注意不要在封閉的汽車內暴露在直射光線下。
- 請不要保管在溫度太高(40度以上)或者太低(0度以下)，濕氣重的地方。
- 請不要保管在電熱器等發熱的地方。
- 請不要設置在濕氣，灰塵和碳黑多的地方。
- 請不要把產品水浸，或者放在可漏水地方保管。
- 請不要把電線靠近加熱的表面。
- 請不要把像殺蟲劑類似的揮發性液體靠近產品。
- 如果用力擦拭產品，可能會損傷產品。
- 不要讓產品與塑膠或橡膠等產品長時間觸碰。
- 請不要產品它放在洗碗機，烤箱，洗衣機裡。
- 在清洗產品時請使用柔軟且幹的布。酒精、苯或稀釋劑等強化化學製品會對產品造成傷害，因此請不要使用。

產品構成 / 各部件名稱



充電




1. 把USB接入兼容的充電器。
2. 把充電器接入電源插座
3. 請把USB連接線連接到產品上。
4. 產品的電源會被打開 LED的顏色會根據現有電池狀態發生變化。
 - 充電時間根據電池餘量，周邊溫度和充電條件不同而不同。
 - 完全放電無電時，到充滿電大約需要3小時30分鐘。
 - 可以一邊充電一邊使用產品。
 - 如果電池的餘量 LED是紅色的，請充電使用。

Battery 狀態	充電中 LED Color
充電完成	藍色
高	藍色閃
中	綠色閃
低	紅色閃
需要充電	紅色閃


開始準備



洗面後用iMask管理皮膚
管理後塗抹護膚品



按面部大小
調整鬆緊帶



如果你的臉很小
可粘貼矽膠墊使用




請從上至下佩戴面罩

1. 洗臉後請戴 LED面罩。管理結束後再塗抹基礎化妝品。
2. 根據使用者的頭部大小調整鬆緊帶。
3. 穿戴產品時，如果有多餘的空間，可在上面粘貼隨附的橡膠額頭墊使用。
4. 請從上到下戴面罩。
5. 可適用於下顎突起可穩定下巴。如果臉部小，下巴部分不合適，請貼上隨附的下巴墊使用，以確保空間。


開始使用

電源開關



電源開啟

按住電源開關（約1秒）電源開啟




開始管理

開啟電源3秒後 自動管理開始

1. 上面的按鈕 按鍵一秒以上電源會開啟。（RGB LED 會按順序打開，電源開啟。）
2. 電源開啟3秒後，自動開始管理。（基本管理值：普通模式 紅色）
3. 管理開始10分鐘後停止管理。（基本管理時間：10分鐘）
4. 管理結束3秒後，電源被關閉。
5. 管理中/暫停時，長按電源按鈕1秒以上，強制關閉電源。

*管理時間和管理強度可以在應用程式中設定


按鈕模式
(短時觸控)



一般模式變更

觸摸按鈕較短時間：更改普通模式
(紅色 → 綠色 → 藍色 → 黃色 → 紫色 → 天藍色)

按鈕模式
(長時觸控)




自動模式變更

觸摸按鈕較長時間（1秒以上）：自動模式更改
(自動1 → 自動2 → 自動3 → 自動4 → 自動5 → 自動6 → 自動7)

1. 一般模式變更
 - 管理中短時觸碰按鈕會一個一個地轉換為一般模式
 - 紅色 → 綠色 → 藍色 → 黃色 → 紫色 → 天藍色
2. 自動模式變更
 - 觸碰按鈕較長時間（1秒以上），將進入自動模式
 - 自動模式1 → 自動模式2 → 自動模式3 → 自動模式4 → 自動模式5 → 自動模式6 → 自動模式7 → 自動模式1 循環
 - * 使用該應用程式可以方便地選擇其他管理模式

選擇一種模式

按鈕模式
(短時觸控)



每次短觸模式按鈕時，一般模式都會更換一個
(紅色 → 綠色 → 藍色 → 黃色 → 紫色 → 天藍色)



一般模式 1
(RED)

彈性抗衰老




一般模式 2
(GREEN)

提亮膚色
鎮定皮膚



一般模式 3
(BLUE)

油性皮膚護理



一般模式 4
(YELLOW)

減少泛紅
美白提亮



一般模式 5
(VIOLET)


深層清潔
術後護理



一般模式 6
(SKY BLUE)

保濕
賦予生機

按鈕模式
(長時觸控)



觸碰按鈕較長時間 (1秒以上)，將進入自動模式
(自動模式1 → 自動模式2 ...自動模式7 → 自動模式1 循環)



自動模式 1
(彈性護理)

彈力 再生管理



自動模式 2
(問題肌護理)

暗瘡/醫學美容術後護理



自動模式 3
(美白護理)

美白 泛紅管理




自動模式 4
(鎮定肌膚 保濕)

敏感性肌膚 水油平衡



自動模式 5
(男士護理)

剃須後 彈力管理



自動模式 6
(V面護理)

下巴 面部輪廓管理



自動模式 7
(抗氧化護理)

減退環境對皮膚的侵害

設置 APP / 產品認證秘匙錄入

Android APP設置	<ul style="list-style-type: none"> •Google play →搜索“iMask” → 設置 •運行 APP後登陸產品使用 	 
iOS APP 設置	<ul style="list-style-type: none"> •App Store →搜索“iMask” → 設置 •運行 APP後登陸產品使用 	 
連接藍牙	<ul style="list-style-type: none"> •打開電源，藍牙會啟動 •在智能手機中 會出現藍牙目錄 “miin-iMask-xx ” 選擇後會自動連接 	
智能手機最低規格	Android 手機：操作系統 - Android 6.0 或更高版本 / 顯示 - 1080 x 1920 以上 iPhone：操作系統 - iOS 11.0 或更高版本 / 顯示 - 750 x 1334 以上	

解決問題

症狀	連接藍牙
無法充電	<ul style="list-style-type: none"> •電池都放電了。請充電後使用。 •可以同時充電器充電時可以同時工作。請使用臨時充電器。 •請確認充電時的連接狀態。 •檢查充電器是否啟動。 •請檢查該機器上顯示的電壓是否符合該地區的主電壓。 •當電池壽命減半時，由於電池壽命已盡，請諮詢服務中心。
產品無法正常啟動	<ul style="list-style-type: none"> •因為是按電源按鈕的方式（開關位置），所以請準確地按電源按鈕1秒以上。 •觸摸按鈕是觸摸而不是輕按，因此請觸摸確認它是否啟動。 •請確認短按可更改為普通模式，長按可變更為自動模式 •請根據使用說明書，將產品充電後使用。 •請確認充電電池的蓄電池餘量，LED是否燈亮。
電池餘量 LED無法亮燈	<ul style="list-style-type: none"> •請檢查充電器和USB電線是否接通。 •請檢查充電器是否接通了電源。 •USB 充電線可能有問題。請使用USB線 (TYPE-C端口) 取代您的充電線看看。 •如果繼續發生問題，請向服務中心諮詢。
面罩發熱	<ul style="list-style-type: none"> •給電池充電和啟動時會發生一點熱量。這種現象是正常的，不會影響產品的壽命和性能

specification

Product Name	miin-iMask	LED	RGB LED, IR LED
Model No.	Artemis-F	Operation Time	Default Settings : 10 minutes (Adjust 1~30 minutes)
Weight	429 g	Continuous Operation Time	2 hours
size	205 (W) X 260 (D) X 135 (H) mm	Battery full charging time	3.5 hours
Power Adapter	Input : 100~240V, 50/60Hz Output : 5V, 2A	Operation temperature / Humidity	Temperature : 0°C~35°C, Humidity : 0%~90%
Battery	3.7V, Li-ion Rechargeable Battery, 3000mAh / Artemis II 3700 mAh	Recommended Care Time	10 minutes / Daily

■ Responsibility for paid service (customer burden)

When applying for service, the following cases will be charged for free even during the free period.

- If a malfunction occurs due to foreign substances in the product (water, beverages, coffee, toys, etc.)
- In case of product damage or malfunction due to dropping or impact
- In case of appearance damage or deformation caused by thinner, benzene or other organic solvent
- When not using the original product (adapter, USB cable, etc.)
- In case of product failure due to incorrectly applied voltage
- If the customer disassembles the product arbitrarily and the accessory is lost or damaged.

產品規格

產品名稱	miin-iMask	光源	RGB LED, IR LED
型號名	Artemis-F	工作時間	基本 10分鐘 (1-30分鐘 可調節)
產品重量	429 g	連續使用時間	約2小時
產品規格	205 (W) X 260 (D) X 135 (H) mm	充滿電池時間	約3小時30分
充電器	輸入 : 100~240V, 50/60Hz 輸出 : 5V, 2A	使用溫度/濕度	溫度 : 0°C~35°C, 濕度 : 0%~90%
電池	3.7V, Li-ion Rechargeable Battery, 3000mAh / Artemis II 3700 mAh	推薦管理時間/次數	10分鐘/每天

■ 有償服務（顧客承擔）的責任

在申請服務時，下列情況即使是在免費期間內，進行有償處理。

- 如果向產品中投入異物(水, 飲料, 咖啡, 玩具等)而發生故障時
- 如果產品掉落或者因受到衝擊造成產品損壞和功能故障時
- 如果由天那水, 苯等腐蝕性溶劑造成的外觀損害和變形時
- 如果沒有使用所提供的USB充電線或產品允許的充電器及充電線時
- 如果錯誤認知使用電壓, 造成產品故障時

■ 產品保養

- ① 本產品是經過了韓國原產的嚴格的品質管制和檢查製造的產品。
- ② 我們產品保養及維修期，由購買當日（依發票之正本為準）起為期一年有效；電池保養期為6個月。保養不包括碰撞、人為損壞、不依使用說明操作或錯誤使用。

掃碼Download「iMask」智能App
定制專屬於您嘅皮膚管理療程

如何連接藍牙
打開iMask電源，產品藍牙信號會自動開啟。
在App界面會出現藍牙設備列表，請選擇
"miin-iMask-xx"進行連接。
具體操作方式詳見「iMask」App User's manual

App Store



Google play



미인시스템즈

www.artemismask.com

此產品為Muse Digital Limited代理之行貨產品

服務中心資料：

地址：新界荃灣荃景圍38號滙利工業中心2樓D室

Flat D, 2/F, Waylee Industrial Centre, Tsuen King Circuit, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

聯絡電郵：cs@miin.hk 聯絡電話：3412 3333