

# iNeck - User's Manual (CHN)



## ■ 使用时注意事项

⚠ 如果不遵守注意事项时, 会发生受到 伤害 或者产品受损

🚫 产品如果被浸水时为了干燥产品, 不要放在暖炉, 电磁炉等

🚫 不要使用被浸湿的产品, 或者充电, 会成为电池的起火, 破裂, 发热, 漏液等原因

🚫 在产品浸湿的状态下绝对不要按电源开关, 会成为故障的原因。

🚫 请勿随意分解或冲击产品, 分解产品或掉在坚硬的地板上或受到严重冲击时可能会破损, 敬请注意。

🚫 因不注意产品被打破或者破损时, 请不要触碰脸部或者手等的皮肤, 会成为失明或者给皮肤带来伤害的原因。

🚫 充电器电源插座请不要晃动, 请正确插入。插电源时请不要弯曲或者拽拉, 拧拉, 加热, 裁断。会成为插座破损造成火灾或者触电的原因。

👁 在机器运作中请不要直视 LED, 这样会损伤视力

🚫 请不要在机器运作中任意拆卸

## ■ 电源开启

- 长按电源按钮一秒, “B” 的”低音同时电源开启。
- 这时下面的电池余量标识 LED 开启。
- 3秒后开始自动管理。

## ■ 自动电源 Off

- 管理完毕时3秒后电源将自动关机

## ■ 电源关机


- 停止/管理中状态时 长按1.5秒, 将会有“B”的低音响后,
- 上面的电池余量标识LED关掉后电源关闭。

## ■ 充电

- 将5V DC 充电器 连接到美人面罩-颈部的充电连接端口
- 在安全放电的状态下到充满电为止约需要3小时

## ■ 模式变更(Mode)

- 电源开启3秒后开始自动管理 (“B B~~”)
- 管理中电源 /短时按键, 管理模式变更
- 模式1 → 模式2 → 模式3 → 模式4 → 模式5 → 模式1 反复
- 模式 1 : 红色 皮肤弹力改善
- 模式 2 : 绿色 改善生机, 镇定
- 模式 3 : 蓝色 油性, 问题管理
- 模式 4 : 红色 + 蓝色 颈部弹性, 胸部 - 油性, 问题管理
- 模式 5 : 蓝色 + 红色 颈部 - 油性, 问题管理, 乳房 - 弹性改善



## ■ 开始准备

\*洗脸后用LED口罩护理。管理后涂抹基础化妆品



## ■ iMask APP 设置 & 认证密钥注册

- 在安卓及苹果 的智能手机上设置APP并使用
- 百度手机助手 商店/App Store → “iMask” 搜索 → 设置
- 施行APP 后登陆产品并使用
- 运行该应用程序后, 系统将提示您输入产品激活密码。
- 依次输入 “ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0” (10位)
- (注意)App的智能手机最低规格。

[Android手机] 操作系统 - Android 6.0 或更高版本 显示 - 1080X1920 以上


[iPhone] 操作系统 - iOS 11.0或更高版本 显示 - 750 x 1334 以上

## ■ 连接蓝牙

- 开启电源, 蓝牙活性化。
- 在智能手机上看到下列蓝牙目录上 “miin-iMask Neck” 标识, 选择后会自动连接。

## ■ 产品配置

| 段 | 状态 | 运作中   | 充电中   |
|---|----|-------|-------|
| 1 | 很低 | 红色灯闪烁 | 红色灯闪烁 |
| 2 | 低  | 红色    | 红色灯闪烁 |
| 3 | 中间 | 绿色    | 绿色灯闪烁 |
| 4 | 高  | 蓝色    | 蓝色灯闪烁 |
| 5 | 完充 | 蓝色    | 蓝色    |



# iNeck - User's Manual (CHN)

## ■ 产品配置

|      |  |
|------|--|
| 产品名  | miin-iMask                                 |
| 产品型号 | Artemis-N                                  |
| 产品重量 | 287g                                       |
| 产品规格 | 205(W) X 245(D) X 105(H)mm                 |
| 产品构成 | i本体, 颈带, 使用说明书, DC 5V充电器, USB Cable        |
| 电源   | 3.7V, Li-ion Rechargeable Battery, 3000mAh |

## ■ 产品保证书

1. 本产品通过 (株) 美人系统公司的严格的品质管理及检查过程所制作的产品。
2. 在消费者的正常使用状态下发生故障时, 在保修期间内给予无偿修理。
3. 在保修期间内, 如果适用于有偿服务范围, 将接受服务邀请并予以修理。

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 产品名  | miin-iMask | 保证期间 | 购入之日起开始 |
| 产品型号 | Artemis-N  |      | 1 年     |
| 制造号码 |            |      |         |
| 销售日期 |            |      |         |
| 顾客地址 |            |      |         |
| 顾客姓名 | (印)        | 电话   |         |

- 无偿服务指南  
在正常的使用状态下, 从购入之日起在12个月以内发生故障时, 向本社邀请将给予无偿修理。
- 有偿服务指南  
如果自在下列情况下需要有偿修理。  
- 使用中的错误及处理不当所造成的故障  
- 无偿保修期间已过期时  
- 消费者的故意或者过失 (不注意) 所造成的故障  
- 本社的服务技师以外的修理及改造所造成的故障
- 产品咨询及A/S 指南: Tel) 031-385-9969

# iNeck - User's Manual (KOR)



## ■ 使用时 주의사항

⚠ 주의사항을 지키지 않을 경우 상해를 입거나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

🚫 제품이 물에 젖었을 경우 제품을 건조하기 위해 난로, 전자레인지 등에 넣지 마세요

🚫 젖은 제품을 사용하거나 충전하지 마세요. 배터리의 발화, 파열, 발열, 누액 등의 원인이 됩니다.

🚫 제품이 젖은 상태에서는 절대로 전원버튼을 누르지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.


🚫 제품을 마음대로 분해하거나 충격 주지 마세요. 제품을 분해 또는 딱딱한 바닥에 떨어뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의 하세요

🚫 부주의로 인하여 제품이 깨지거나 파손시 얼굴이나 손 등의 피부에 닿지 않게 하세요. 실명이나 피부에 상해를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.

🚫 충전기 전원 코드는 흔들리지 않도록 바르게 꽂아 주세요. 전원 코드를 구부리거나 잡아 당기거나, 비틀거나, 가열하거나, 절단하지 마세요. 코드가 파손되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

👁 기기 동작중에 LED를 눈으로 쳐다보지 마세요 시력이 손상될 수 있습니다.

🚫 기기 동작 중 임의로 제품을 탈착하지 마세요



## ■ 전원 켜기

- 전원 버튼을 1초간 길게 누르면 “삐~” 하는 부저음과 함께 전원이 켜짐.
- 이때 하측의 배터리 잔량 표시 LED가 켜지게 됨.
- 3초 후 자동으로 관리가 시작됨.

## ■ 자동 전원 Off

- 관리 완료 시 3초 후 자동으로 전원이 꺼짐.

## ■ 전원 끄기

- 정지/관리중 상태일 때 전원 버튼을 1.5초간 길게 누르면 부저음 “삐 삐삐~” 소리 후 상측의 배터리 잔량 표시 LED가 꺼지면서 전원이 꺼짐.

## ■ 충전하기

- 5V DC 아답터 잭을 miin-iMask Neck의 충전연결단자에 연결.
- 완방전 상태에서 만충전까지 약 3시간 소요.

## ■ 모드변경(Mode)

- 전원을 켜 후 3초후에 자동으로 관리 시작함(“삐 삐~”)
- 관리 중 전원/모드버튼을 짧게 누르면 관리모드가 변경됨 : 모드1 → 모드2 → 모드3 → 모드4 → 모드5 → 모드1 반복
- Mode 1 (Red) : 피부탄력 개선
- Mode 2 (Green) : 톤업 개선, 진정
- Mode 3 (Blue) : 지성, 트러블관리
- Mode 4 (Red + Blue) : 목 -탄력, 가슴 - 지성, 트러블 관리
- Mode 5 (Blue + Red) : 목 - 지성, 트러블 관리, 가슴 -탄력개선



# iNeck - User's Manual (KOR)



## ■ 준비하기

\* LED 관리 후에 기초 화장품을 바르세요.



목 클렌징 하세요. iNeck을 착용하세요. 목에 맞게 밴드를 조절하세요.

## ■ iMask 앱 설치 & 인증키 등록

- 안드로이드 및 iOS 스마트폰에 앱을 설치하여 사용
- Play스토어/App Store → "iMask" 검색 → 설치



- 앱 실행 후 제품인증 키 번호를 입력하라는 창이 뜨면 아래와 같이 입력한다.
- 입력창에 "1 2 3 4 5 6 7 8 9 0"(10자리 숫자)을 차례로 입력한다.
- (주의) 앱사용 스마트폰 최소 사양

[안드로이드폰] OS - Android 6.0 이상 Display - 1080 x 1920 이상


[아이폰] OS - iOS 11.0 이상 Display - 750 x 1334 이상

## ■ 블루투스 연결

- 전원을 켜면 블루투스가 활성화됨.
- 스마트폰에서 다음과 같이 블루투스 목록에 "miin-iMask Neck" 표시가 나오며 선택하면 자동으로 연결됨

## ■ 배터리 잔량

| 단계 | 상태   | 동작중     | 충전중     |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 매우낮음 | 빨간색 깜빡임 | 빨간색 깜빡임 |
| 2  | 낮음   | 빨간색     | 빨간색 깜빡임 |
| 3  | 중간   | 초록색     | 초록색 깜빡임 |
| 4  | 높음   | 파란색     | 파란색 깜빡임 |
| 5  | 완충   | 파란색     | 파란색     |



## ■ 제품 사양

|       |  |
|-------|--|
| 제품명   | miin-iMask                                 |
| 모델명   | Artemis-N                                  |
| 제품 중량 | 287g                                       |
| 제품 크기 | 205(W) X 245(D) X 105(H)mm                 |
| 제품 구성 | 본체, 넥밴드, 사용설명서, DC 5V 충전기, USB Cable       |
| 전원    | 3.7V, Li-ion Rechargeable Battery, 3000mAh |

## ■ 제품 보증서

1. 본 제품은 ㈜미인시스템즈의 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생 하였을 경우 보증 기간 동안은 무상수리 해드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 유상 서비스 안내에 해당되는 경우는 서비스 요청을 받고 수리해 드립니다.

|       |            |       |           |
|-------|------------|-------|-----------|
| 제품명   | miin-iMask | 보증 기간 | 구입일로부터 1년 |
| 모델명   | Artemis-N  |       |           |
| 제조번호  |            |       |           |
| 구입일자  | 년 월 일      |       |           |
| 고객 주소 |            |       |           |
| 고객 성명 | (인)   전화   |       |           |

- 유상서비스 안내 정상적인 사용 상태에서 구입일로부터 12개월 이내에 고장이 발생하였을 경우 당사에 의뢰하시면 무상으로 수리하여 드립니다.
- 유상서비스 안내 다음과 같은 경우에는 유상수리를 받으셔야 합니다.
  - 사용상의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장.
  - 무상보증 기간이 지난 경우.
  - 소비자의 고의 또는 과실(부주의)로 인한 고장.
  - 당사의 서비스기사 이외의 수리 및 개조로 인한 고장 및 손상.
- 제품 상담 및 A/S 안내 : www.miinsystems.com / 031-385-9969



# iNeck - User's Manual (ENG)



## ■ Warnings

⚠ If you do not follow the instructions, it may cause equipment damage and personal injury.

- Do NOT put the device in the heater or microwave range. It may cause device damage or explosion.
- Do NOT use or charge when it gets wet. It may become the cause of a fire, leaks, excessive heat or rupture.
- NEVER turn it ON when it gets wet. It may cause malfunction.
- Do NOT disassemble or give the device a shock. It may be damaged if you drop it on the hard floor.
- Keep your face or hands from the device when it is broken. It may cause your skin injury.
- Please put in the power plug tightly. Do NOT bend, twist, heat or cut the power cord. It can be broken and cause a fire or electronic shock.
- Do not look into the LED while the device is in operation. Your eyesight may be impaired.
- Do not remove the product while the device is in operation.



## ■ Power ON

- Power on with the beep sound to press the power button for 1 second.
- LED indicator is on.
- The skincare management mode automatically starts in 3 seconds after the power is on.

## ■ Automatic Power OFF

- The power automatically turns off in 3 seconds after the skincare is finished

## ■ Power OFF

- Power off with the beep sound to press the power button for 1.5 seconds.

## ■ Charging the battery

- Connect the device to 5V DC adapter with USB cable.
- The full charging time is 3 hours

## ■ Mode Changing

- The skin management mode automatically starts in 3 seconds when the power is on.
- Change the mode by pressing the power button shortly during the skincare mode.
  - : Mode 1 → Mode 2 → Mode 3 → Mode 4 → Mode 5 → Mode 1 repeat
  - Mode 1 : Red
  - Mode 2 : Green
  - Mode 3 : Blue
  - Mode 4 : Red + Blue
  - Mode 5 : Blue + Red

# iNeck - User's Manual (ENG)



## ■ Before using the device

\*Use the foundation cosmetics after washing the face



Please wash your neck. Wear the iNeck. Adjust the band to fit your neck to the iNeck

## ■ Install App. & Authentication Key Registration

- Download the app from Apps store of Android & iOS smart phone.
- Play Store / App Store → Search "iMask" → Install



- Use the app after the product registration
- After running the app, you will be prompted to enter your product activation key number
- Enter "1 2 3 4 5 6 7 8 9 0" (10 digits) in order.
- (Caution) Smartphone Minimum Specifications for App.
 


|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| [Android Phone]                 | [iPhone]                       |
| OS - Android 6.0 or higher      | OS - iOS 11.0 or higher        |
| Display - 1080 x 1920 or higher | Display - 750 x 1334 or higher |

## ■ Bluetooth connection

- Bluetooth is activated when the power turns on.
- On your smartphone, "miin-iMask Neck" appears in the bluetooth list as follows and it will be automatically connected if you select it

## ■ Battery indicator

| Step | State    | Working      | Charging       |
|------|----------|--------------|----------------|
| 1    | Very low | Blinking Red | Blinking Red   |
| 2    | Low      | Red          | Blinking Red   |
| 3    | Niddle   | Green        | Blinking Green |
| 4    | High     | Blue         | Blinking Blue  |
| 5    | Full     | Blue         | Blue           |



## ■ Specifications

|              |  |
|--------------|--|
| Product Name | miin-iMask   |
| Model Name   | Artemis-N  |
| Weight       | 287g   |
| Size         | 205(W) X 245(D) X 105(H)mm                                     |
| Components   | iMask-Neck, Neck Band, User's Manual, DC 5V charger, USB Cable |
| Power supply | 3.7V, Li-ion Rechargeable Battery, 3000mAh                     |

## ■ Warranty

1. This product is manufactured under strict product quality compliance and examination process of Miinsystems co., ltd.
2. Repair is free of charge only when malfunction happens under users' ordinary use(Within Warranty Period)
3. Repair needs to be paid, if the type of breakdown is out of Free A/S service.

|                    |            |                 |                          |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| Product Name       | miin-iMask | Warranty Period | from the purchase 1 year |
| Model Name         | Artemis-N  |                 |                          |
| Serial No.         |            |                 |                          |
| Date of Sales      |            |                 |                          |
| Customer's Address |            |                 |                          |
| Customer's Name    |            | tel             |                          |

- Guide for Free repair In case the product is broken within 12 months from the purchase, free repair would be provided when it has been used in ordinary use environment.
- Guide for Paid repair Repair needs to be paid in the following cases.
  - Malfunction caused by user's mistake and mishandling failure.
  - Out of warranty period.
  - Malfunction caused by customer's intention or mistake(carelessness).
  - Malfunction and damage caused by other service engineer's repair
- Product consultation and A / S guide : www.miinsystems.com / +82-31-385-9969